


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Colágeno Iv Para Wb, If/Icc, Elisa - Q01955 / P29400 / P08572 / P02462

Número de artículo: CM0004951



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que se dirige a la cadena alfa-3 del colágeno IV (antígeno de Goodpasture). Validado para WB, IF/ICC, ELISA en muestras humanas y de rata. Adecuado para la investigación de membrana basal y angiogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo anti-Colágeno IV
Observaciones/Alias	ATS2; ATS3; BFH2; COL4A3/COL4A5/COL4A2/COL4A1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1285/1287/1284/1282
ID de Gen	1285/1287/1284/1282
Inmunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1555-1669 del COL4A3 humano (NP_000082.2))
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q01955/P29400/P08572/P02462
Peso Proteico	162kDa
Envío	Bolsa de hielo