

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Colágeno VI/Col6A1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P12109

Número de artículo: CM0005481



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante anti-Colágeno VI/COL6A1 validado para western blot, inmunohistoquímica y ELISA. Detecta COL6A1 (P12109) humano, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de la matriz extracelular y la adhesión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo Colágeno VI/COL6A1
Observaciones/Alias	OPLL; BTHLM1; UCHMD1; Colágeno VI/COL6A1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1291
ID de Gen	1291
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 37-235 del Colágeno VI/COL6A1 humano (P12109)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P12109
Peso Proteico	109kDa
Envío	Bolsa de hielo