


Anticuerpo Policlonal Anti-Comp Para Wb, If/Icc, Elisa - P49747

Número de artículo: CM0017455



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra COMP humana (Trombospondina-5) para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en cartílago, MEC y apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	COMP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MED; CTS2; EDM1; EPD1; TSP5; PSACH; THBS5; TSP-5; COMP
Especie	Humana
GeneID	1311
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-160 de la proteína COMP humana (NP_000086.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana, Ratón, Rata
SWISS	P49747
Peso de la Proteína	83kDa
Envío	Bolsa de hielo