

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Complemento C3 Para If-P, Elisa - P01024

Número de artículo: CM0013238



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el complemento C3 humano (aa 1364-1663). Validado para IF-P y ELISA; reacciona cruzadamente con humano, ratón y rata. Adecuado para la investigación de la vía del complemento y la inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Complemento C3 pAb de conejo
Observaciones/Alias	ASP; C3a; C3b; AHUS5; ARMD9; CPAMD1; HEL-S-62p; Complemento C3
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	718
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1364-1663 del complemento C3 humano (NP_000055.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P01024
Peso proteico	187kDa
Envío	Bolsa de hielo