

Anti-Complemento C3 Conejo Polymab Para Wb Y Elisa - P01024 / P01027

Número de artículo: CM0009045



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra el Complemento C3 (C3, ASP, C3a, C3b) validado para WB y ELISA. Reacciona con C3 humano, de ratón y de rata. Ideal para investigación de la cascada del complemento, estudios de inflamación e investigaciones sobre metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Complemento C3 Conejo PolymAb®
Observaciones/Alias	ASP; C3a; C3b; AHUS5; ARMD9; CPAMD1; HEL-S-62p
Especies	Humano/Ratón
GeneID (Humano)	718
GeneID	718/12266
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1364-1663 del Complemento C3 humano/de ratón (NP_033908.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P01024/P01027
Peso Proteico	186kDa
Envío	Bolsa de hielo