

## Anticuerpo Policlonal Anti-Factor B Del Complemento Para Wb, If/Icc, Elisa - P00751

Número de artículo: CM0021491



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el Factor B del Complemento humano (CFB, P00751). Apto para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Un reactivo clave para la investigación de la vía alternativa del complemento, la inmunidad innata y enfermedades relacionadas.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | Anticuerpo policlonal de conejo anti-Factor B del Complemento                                                    |
| Observaciones/Alias | BF; FB; BFD; GBG; CFAB; CFBD; PBF2; AHUS4; FBI12; H2-Bf; ARMD14; Factor B del Complemento (CFB)                  |
| Especie             | Humano                                                                                                           |
| GeneID (humano)     | 629                                                                                                              |
| GeneID              | 629                                                                                                              |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante correspondiente a los aminoácidos 26-764 del Factor B del Complemento humano (NP_001701.2) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                           |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                         |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón                                                                                                    |
| SWISS               | P00751                                                                                                           |
| Peso Proteico       | 86kDa                                                                                                            |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                   |