


Anti-Conexina 43 Rabbit Polymab® Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P17302

Número de artículo: CM0006324



Introducción

Conexina 43 Rabbit PolymAb® (P17302) para humano, ratón, rata WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Anticuerpo monoclonal de alta calidad para la investigación de uniones gap e inmunidad innata. Materias primas para IVD fiables.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conexina 43 Rabbit PolymAb®
Observaciones/Alias	HSS; CMDR; CX43; EKVP; GJAL; ODDD; AVSD3; EKVP3; HLHS1; PPKCA
Especie	Humano
GeneID (humano)	2697
GeneID	2697
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 300-382 de la Conexina 43 humana (NP_000156.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P17302
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo