

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Contactin 2 Para Wb, Elisa - Q02246

Número de artículo: CM0027589



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Contactin 2 humano (TAG-1/TAX-1). Adecuado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Objetivo implicado en la organización de dominios axonales y la adhesión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Contactin 2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	AXT; TAX; TAX1; FAME5; TAG-1; Contactin 2
Especie	Humano
ID de Gen (humano)	6900
ID de Gen	6900
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 785-1012 del Contactin 2 humano (NP_005067.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q02246
Peso Proteico	113kDa
Envío	Bolsa de hielo