

Anticuerpo Policlonal Anti-Cops2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P61201

Número de artículo: CM0027662



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la COPS2 humana (subunidad 2 del signalosoma COP9) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta la COPS2 humana, de ratón y de rata, un regulador clave de la proteólisis mediada por ubiquitina. Ideal para la investigación del cáncer y la diferenciación neuronal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo COPS2
Observaciones/Alias	CSN2; SGN2; ALIEN; TRIP15; COPS2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	9318
ID del Gen	9318
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-310 de la COPS2 humana (NP_004227.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P61201
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo