

Anticuerpo Policlonal Anti-Corin Para Wb, Elisa - Q9Y5Q5

Número de artículo: CM0018035

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CORIN humano, adecuado para WB y ELISA. Reconoce proteínas humanas, de ratón y de rata. Inmunógeno recombinante (aa 1-110). Para la investigación cardiovascular y de los péptidos natriuréticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CORIN Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CRN; ATC2; Lrp4; PEE5; TMPRSS10; CORIN
Especie	Humana
ID del gen (humano)	10699
ID del gen	10699
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-110 de la CORIN humana (NP_006578.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón y de rata
SWISS	Q9Y5Q5
Peso de la proteína	116 kDa
Envío	Bolsa de hielo