

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cpe Para Wb Y Elisa - P16870

Número de artículo: CM0028238

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra carboxisipeptidasa E (CPE). Validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Apoya la investigación en biología neuroendocrina y procesamiento de hormonas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del Producto	CPE pAb de Conejo
Observaciones/Alías	CPH; BDVS; IDDHH; CPE
Especie	Humano
ID de Gen	1363
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 257-476 de la CPE humana (NP_001864.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P16870
Peso Proteico	53kDa
Envío	Bolsa de hielo