

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cpeb3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Ne35

Número de artículo: CM0018954



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a CPEB3 humano (SWISS: Q8NE35), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación sobre la regulación traduccional en la memoria y la plasticidad sináptica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CPEB3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CPEB3
Especie	Humano
ID de Gen	22849 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 150-400 de CPEB3 humano (NP_055727.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8NE35
Peso Proteico	76kDa
Envío	Bolsa de hielo