

Anticuerpo Policlonal Anti-Cpne3 Para Wb Y Elisa - 075131

Número de artículo: CM0017596

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-CPNE3 validado para Western blot (WB) y ELISA. Reconoce CPNE3 humano y de ratón, una proteína de unión a fosfolípidos dependiente de calcio implicada en la migración de células tumorales mediada por ERBB2. Ideal para estudios de cáncer y señalización celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CPNE3 Rabbit pAb
Observaciones/alias	CPN3, PRO1071, CPNE3
Especie	Humana
GeneID (humano)	8895
GeneID	8895
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 238-537 de CPNE3 humano (NP_003900.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón
SWISS	075131
Peso de la proteína	60 kDa
Envío	Bolsa de hielo