


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cpsf1 Para Wb, Elisa - Q10570

Número de artículo: CM0024336



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a CPSF1 humano (CPSF160), una subunidad del factor de especificidad de clivaje y poliadenilación. Validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada para humanos y ratones. Ideal para el estudio de la formación del extremo 3' del pre-ARNm y la regulación de la expresión génica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CPSF1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MYP27; CPSF160; P/cl.18; HSU37012; CPSF1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	29894
GeneID	29894
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 700-950 de CPSF1 humano (NP_037423.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q10570
Peso de la proteína	161kDa
Envío	Bolsa de hielo