

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cpt1A Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P50416

Número de artículo: CM0030263



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la CPT1A humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta CPT1A humana, de ratón y de rata. Ideal para estudios de oxidación mitocondrial de ácidos grasos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CPT1A Conejo pAb
Observaciones/Alias	CPT1; CPT1-L; L-CPT1; CPT1A
Especie	Humana
ID del Gen (Humano)	1374
ID del Gen	1374
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 520-720 de la CPT1A humana (NP_001867.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P50416
Peso Proteico	88kDa
Envío	Bolsa de hielo