

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cpt1C Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Tcg5

Número de artículo: CM0014169



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CPT1C humano (Q8TCG5). Validado para WB, IF/ICC y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación de la tioesterasa de palmitoílo neuronal y el metabolismo lipídico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CPT1C Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CATL1; CPT1P; CPTIC; SPG73; CPT1-B; CPTI-B; CPT1C
Especie	Humano
GeneID	126129
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 270-400 de CPT1C humano (NP_001129524.1)
Origen	La coneja
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q8TCG5
Peso de la proteína	91 kDa
Envío	Bolsa de hielo