

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Creb3 Para Wb, If/Icc, Elisa - O43889

Número de artículo: CM0026118

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CREB3 humano (LZIP/LUMAN), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta CREB3 de humano, ratón y rata. Se dirige al factor de transcripción del estrés del retículo endoplásmico involucrado en la respuesta a proteínas desplegadas (UPR), inmunidad y patogénesis viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CREB3 Rabbit pAb
Notas / Alias	LZIP; LUMAN; sLZIP; CREB3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10488
GeneID	10488
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-230 de CREB3 humano (NP_006359.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43889
Peso de la proteína	41kDa
Envío	Bolsa de hielo