

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Creb5 Para Wb Y Elisa - Q02930

Número de artículo: CM0013535

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CREB5 validado para WB y ELISA, adecuado para muestras humanas y de rata. Dirige contra el factor de transcripción CREB5, que se une al elemento de respuesta a AMPc para regular la expresión génica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CREB5 Rabbit pAb
Notas / Alias	CREB-5; CREBPA; CRE-BPA; CREB5
Especie	Humana
GeneID (humano)	9586
GeneID	9586
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 210-380 de la CREB5 humana (NP_878902.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Rata
SWISS	Q02930
Peso de la proteína	57kDa
Envío	Bolsa de hielo