


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Creg1 Para Wb, Elisa - O75629

Número de artículo: CM0024502



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CREG1 humana, validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Reconoce una proteína de ~24 kDa; el inmunógeno corresponde a los aminoácidos 110-190. Ideal para el estudio del control transcripcional y la supresión tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo CREG1
Observaciones/Alias	CREG; CREG1
Especie	Humana
ID de gen (Humano)	8804
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 110-190 de CREG1 humana (NP_003842.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O75629
Peso de la proteína	24 kDa
Envío	Bolsa de hielo