


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Crhr1 Para Wb Y Elisa - P34998

Número de artículo: CM0028734



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo Anti-CRHR1 validado para WB y ELISA. Detecta CRHR1 humano, de ratón y de rata. Ideal para investigación de respuesta al estrés, señalización neuroendocrina y GPCR. Uniprot: P34998.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CRHR1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CRF1; CRHR; CRF-R; CRFR1; CRF-R1; CRFR-1; CRH-R1; CRHR1L; CRF-R-1; CRH-R-1; CRHR1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1394
GeneID	1394
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-120 del CRHR1 humano (NP_001138618.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P34998
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo