


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Crk/Crkii Para Wb, Elisa - P46108

Número de artículo: CM0009921



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido a CRK/CRKII humano (p38) para WB y ELISA. Validado en muestras humanas y de ratón. Ideal para investigación de adhesión celular, migración y fagocitosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CRK/CRKII Rabbit mAb
Observaciones/Alias	p38; CRKII; CRK/CRKII
Especie	Humano
GeneID (humano)	1398
GeneID	1398
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de CRK/CRKII humano (P46108).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P46108
Peso de la proteína	34kDa
Envío	Bolsa de hielo