

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Csrnp1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96S65

Número de artículo: CM0024804

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige al CSRNP1 humano (AXUD1, TAIP-3), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios de apoptosis y regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CSRNP1 pAb de Conejo
Observaciones/Alías	AXUD1; URAX1; TAIP-3; CSRNP-1; FAM130B; CSRNP1
Especie	Humano
GeneID	64651
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 del CSRNP1 humano (NP_149016.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96S65
Peso Proteico	64kDa
Envío	Bolsa de hielo