


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cstf1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q05048

Número de artículo: CM0024955



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra CSTF1 humano, adecuado para Western blot, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar el procesamiento del extremo 3' de pre-ARNm y la poliadenilación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CSTF1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CstF-50; CstFp50; CSTF1
Especie	Humano
GenelD (Humano)	1477
GenelD	1477
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-220 del CSTF1 humano (NP_001315.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q05048
Peso Proteico	48kDa
Envío	Bolsa de hielo