

Anticuerpo Monoclonal Anti-Ctbp1 Para Wb, Elisa - Q13363

Número de artículo: CM0003910



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CtBP1, validado para Western blot y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para estudiar la regulación de la transcripción, la estructura del Golgi y la diferenciación del BAT.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo CtBP1
Observaciones/Alias	BARS, HADDTS, CtBP1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1487
GeneID	1487
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 301-440 de CtBP1 humano (Q13363).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13363
Peso proteico	48 kDa
Envío	Bolsa de hielo