

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ctbp1 Para Wb, Elisa - Q13363

Número de artículo: CM0020462



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra CtBP1 humano, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Adecuado para el estudio de la correpresión transcripcional, la estructura del Golgi y la diferenciación de BAT.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	CtBP1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	BARS; HADTS; CtBP1
Especie	Humano
GeneID	1487 (humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-250 del CtBP1 humano (NP_001319.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q13363
Peso Proteico	48kDa
Envío	Bolsa de hielo