

Anticuerpo Monoclonal Anti-Ctip1/Bcl11A Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H165

Número de artículo: CM0012184



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra CTIP1/BCL11A humano (Q9H165). Validado para WB, IHC-P, ELISA y reacciona de forma cruzada con rata. Ideal para la investigación sobre el cambio de globina, el desarrollo de células B y la remodelación de la cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[KO Validado] CTIP1/BCL11A Rabbit mAb
Observaciones/Alias	EVI9; CTIP1; DILOS; ZNF856; HBFQTL5; SMARCM1; 1A
Especie	Humano
GeneID (humano)	53335
GeneID	53335
Inmunógeno	Proteína recombinante / Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 401-589 de CTIP1/BCL11A humano (Q9H165)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q9H165
Peso Proteico	91kDa
Envío	Bolsa de hielo