


Anticuerpo Policlonal Anti-Ctsc Para Wb, If/Icc, Elisa - P53634

Número de artículo: CM0025322



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-CTSC de alta calidad validado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta la dipeptidil peptidasa 1 humana y de ratón, una proteasa lisosomal implicada en la activación de células inmunitarias y la función de la barrera cutánea.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CTSC Rabbit pAb
Observaciones/Alias	JP; HMS; JPD; PLS; CPPI; DPP1; DPPI; PALS; DPP-I; PDON1; CTSC
Especie	Humana
ID del Gen (Humano)	1075
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-134 de la CTSC humana (NP_001805.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana, Ratón
SWISS	P53634
Peso de la Proteína	15kDa/16kDa/52kDa
Envío	Bolsa de hielo