


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cxcl1 Para Wb, Elisa - P12850

Número de artículo: CM0004573



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra CXCL1 de ratón para Western blot (WB) y ELISA. Detecta CXCL1 de ratón con alta especificidad; ideal para investigación en inflamación y hematopoyesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CXCL1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	KC; Fsp; N51; gro; Gro1; Mgsa; Scyb1; CXCL1
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	2919
GeneID	14825
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-96 de CXCL1 de ratón (NP_032202.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P12850
Peso Proteico	10kDa
Envío	Bolsa de hielo