

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cxcl11 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O14625

Número de artículo: CM0029098



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige al CXCL11 humano (IP-9/I-TAC). Validado para WB, IHC-P, ELISA, con reactividad cruzada a rata. Ideal para la investigación de quimioquinas y reclutamiento de células T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CXCL11 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IP9; H174; IP-9; b-R1; I-TAC; SCYB11; SCYB9B; CXCL11
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6373
GeneID	6373
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-94 del CXCL11 humano (NP_005400.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	O14625
Peso Proteico	10kDa
Envío	Bolsa de hielo