


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cxcl12/Sdf-1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P48061

Número de artículo: CM0014845



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CXCL12/SDF-1 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de quimiotaxis, cáncer e inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CXCL12 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IRH; PBSF; SDF1; TLSF; TPAR1; SCYB12; CXCL12
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	6387
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 40-93 de CXCL12 humano (NP_000600.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P48061
Peso proteico	11kDa
Envío	Bolsa de hielo