

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cxcr5 Para Wb, If-P, Elisa - P32302

Número de artículo: CM0007938

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido a la CXCR5 humana (BLR1/CD185), validado para aplicaciones de WB, IF-P y ELISA. Tiene reacción cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación sobre migración de linfocitos B y linfoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CXCR5 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	BLR1; CD185; MDR15; CXCR5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	643
GeneID	643
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 273-372 de la CXCR5 humana (P32302)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P32302
Peso de la proteína	42kDa
Envío	Bolsa de hielo