


Anticuerpo Monoclonal Anti-Ciclina E2 Para Wb, Elisa - O96020

Número de artículo: CM0007995



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo contra la Ciclina E2 validado para WB y ELISA. Reconoce la Ciclina E2 humana, un regulador clave de la transición G1/S, con un peso molecular de ~47 kDa. Ideal para investigación en ciclo celular, proliferación y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo contra la Ciclina E2
Observaciones/Alias	CYCE2; Ciclina E2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	9134
ID del Gen	9134
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 de la Ciclina E2 humana (O96020).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O96020
Peso de la Proteína	47kDa
Envío	Bolsa de hielo