

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ciclina G1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P51959

Número de artículo: CM0026178

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Ciclina G1 (CCNG1), validado para WB, IHC-P y ELISA en humanos, ratones y ratas. La Ciclina G1 se asocia con la parada de la fase G2/M en la respuesta al daño del ADN. Es ideal para investigación sobre el ciclo celular y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Ciclina G1 Rabbit pAb
Observaciones / Alias	CCNG; Cyclin G1
Especie	Humano
ID del gen	900 (Humano)
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-295 de la Ciclina G1 humana (NP_004051.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P51959
Peso de la proteína	34kDa
Envío	Bolsa de hielo