


Anticuerpo Monoclonal Anti-Ciclina H Para Wb, Elisa - P51946

Número de artículo: CM0002992



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la Ciclina H (CAK) para aplicaciones de WB y ELISA. Reacciona con humano y ratón. Participa en la regulación del ciclo celular y la transcripción a través del complejo quinasa activadora de CDK.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo contra Ciclina H
Observaciones/Alias	CAK; p34; p37; CycH; Ciclina H
Especie	Humano
GeneID	902
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la Ciclina H humana (P51946)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P51946
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo