

Anticuerpo Policloal Anti-Cyp27A1 Para Wb, Elisa - Q02318

Número de artículo: CM0021260

Introducción

CYP27A1 pAb de conejo validado para WB, ELISA; reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para investigación del metabolismo del colesterol, síntesis de ácidos biliares y enfermedades relacionadas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	CYP27A1 pAb de conejo
Notas / Alias	CTX; CP27; CYP27; CYP27A1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	1593
ID del gen	1593
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 200-400 de CYP27A1 humano (NP_000775.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q02318
Peso de la proteína	60kDa
Envío	Bolsa de hielo