

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cyp2E1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P05181

Número de artículo: CM0021850



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-CYP2E1 para uso en investigación mediante Western blot, IF, IHC y ELISA. Detecta CYP2E1 humano, de ratón y de rata, un citocromo P450 hepático implicado en el metabolismo de ácidos grasos y xenobióticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CYP2E1 Rabbit pAb
Observaciones/alias	CPE1; CYP2E; P450-J; P450C2E; CYP2E1
Especie	Humano
GeneID (humano)	1571
GeneID	1571
Inmunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 234-493 de CYP2E1 humano (NP_000764.1))
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P05181
Peso de la proteína	57 kDa
Envío	Bolsa de hielo