

## Anticuerpo Policlonal Anti-Cyp2F1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P24903

Número de artículo: CM0030024

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CYP2F1, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. CYP2F1 es una enzima del citocromo P450 involucrada en el metabolismo de neumotóxicos; ideal para estudios de toxicología pulmonar.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | CYP2F1 Rabbit pAb                                                                                                                   |
| Observaciones/Alias | C2F1; CYP2F; CYPIIF1; CYP2F1                                                                                                        |
| Especie             | Humano                                                                                                                              |
| ID del Gen (Humano) | 1572                                                                                                                                |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 100-290 de CYP2F1 humano (NP_000765.2) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                              |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                            |
| Aplicación          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                    |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                 |
| SWISS               | P24903                                                                                                                              |
| Peso Molecular      | 56kDa                                                                                                                               |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                      |