


Anticuerpo Policlonal Anti-Cyp51A1 Para Wb, Elisa - Q16850

Número de artículo: CM0029428



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a CYP51A1 (lanosterol 14-alfa desmetilasa), validado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de biosíntesis de colesterol y metabolismo de esteroides.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CYP51A1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LDM; CP51; CYP51; CYPL1; P450L1; P450-14DM; CYP51A1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1595
GeneID	1595
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 210-509 de CYP51A1 (NP_000777.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16850
Peso Molecular	57kDa
Envío	Bolsa de hielo