


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cysltr1 Para Wb, Elisa - Q9Y271

Número de artículo: CM0022977



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el receptor 1 de leucotrienos cisteinílicos (CYSLTR1), validado para WB y ELISA en humano y ratón. Adecuado para el estudio de la inflamación, el asma y las vías de señalización de GPCR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CYSLTR1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CYSLT1; CYSLTR; CYSLT1R; HMTMF81; CYSLTR1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10800
GeneID	10800
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del CYSLTR1 humano (NP_006630.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9Y271
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo