


Anticuerpo Monoclonal Anti-Cistationasa/Cth Para Wb, Elisa - P32929

Número de artículo: CM0009177



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la cistationasa/CTH (CGL/CSE) humana. Adecuado para Western blot y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de transulfuración y señalización de H₂S.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Cistationasa/CTH
Observaciones/Alias	CGL; CSE; Cistationasa/CTH
Especie	Humano
ID de gen	1491
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la cistationasa/CTH humana (P32929)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P32929
Peso de la proteína	45 kDa
Envío	Bolsa de hielo