

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cistationina Beta-Sintasa (Cbs) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P35520

Número de artículo: CM0002757



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la cistationina beta-sintasa humana (CBS, P35520), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Adecuado para investigación sobre el metabolismo de la homocisteína, la vía de transulfuración y la señalización del sulfuro de hidrógeno.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb Conejo CBS
Observaciones/Alias	CBSL; HIP4; CBS
Especie	Humano
GeneID (Humano)	875
GeneID	875
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 400-551 de la CBS humana (P35520)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P35520
Peso Proteico	61kDa
Envío	Bolsa de hielo