


Anticuerpo Policlonal Anti-Cistatina C Para Wb, Elisa - P01034

Número de artículo: CM0013123



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-Cistatina C de alta calidad validado para Western blot y ELISA. Reacciona con Cistatina C humana, de ratón y de rata, un inhibidor de cisteína proteasa secretado implicado en amiloidosis y degeneración macular asociada a la edad.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	pAb de Conejo contra Cistatina C
Observaciones/Alias	ARMD11; HEL-S-2; Cistatina C
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1471
GeneID	1471
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-146 de la Cistatina C humana (NP_000090.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P01034
Peso Proteico	13kDa
Envío	Bolsa de hielo