


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Citoqueratina 19 (Krt19) Para If, Ihc, Fc Y Elisa - P08727

Número de artículo: CM0006224



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la citoqueratina 19 humana (KRT19), validado para IF/ICC, IHC-P, FC y ELISA. Reacciona con especies humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de los costámeros musculares y la biología epitelial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra citoqueratina 19 (KRT19)
Observaciones/Alias	K19; CK19; K1CS
Especie	Humana
GeneID	3880
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 301-400 de la citoqueratina 19 humana (KRT19) (NP_002267.2).
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IF/ICC, IF-P, IHC-P, FC (intracelular), ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón y de rata
SWISS	P08727
Peso de la proteína	44 kDa
Envío	Bolsa de hielo