

Anticuerpo Policlonal Anti-Dao De Conejo Para Wb, If, Elisa - P14920

Número de artículo: CM0025822



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la D-aminoácido oxidasa (DAO) humana. Validado para aplicaciones de WB, IF y ELISA en muestras de humano, ratón y rata. Ideal para investigación en metabolismo, neurociencia y estrés oxidativo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DAO Conejo pAb
Observaciones/Alias	DAAO; OXDA; DAMOX; DAO
Especie	Humano
ID Gen (Humano)	1610
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-347 de la DAO humana (NP_001908.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P14920
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo