

Anticuerpo Policlonal Anti-Dapp1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Un19

Número de artículo: CM0013035



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DAPP1 humano (BAM32), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Presenta reacción cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de señalización del receptor de células B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DAPP1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BAM32; DAPP1
Especie	Humano
GeneID (humano)	27071
GeneID	27071
Inmunógeno	Péptido sintético: un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-273 de DAPP1 humano (NP_055210.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9UN19
Peso de la proteína	32 kDa
Envío	Bolsa de hielo