


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Dbh Para Wb, Ip, If, Ihc-P, Elisa - P09172

Número de artículo: CM0010758



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra DBH humano, validado para WB, IP, IF, IHC-P y ELISA. Reacciona con muestras humanas y de ratón. Para la investigación de la biosíntesis de neurotransmisores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-DBH
Observaciones/alias	DBM; ORTHYP1
Especie	Humano
ID del gen (humano)	1621
ID del gen	1621
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 388-617 de DBH humano (NP_000778.3)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	P09172
Peso de la proteína	69 kDa
Envío	Bolsa de hielo