


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Dbi Para Wb Y Elisa - P07108

Número de artículo: CM0005272



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra DBI (ACBP) humano validado para Western blot y ELISA. Detecta una banda de 10-12 kDa, adecuado para estudiar el metabolismo de acil-CoA y la modulación del receptor GABAA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DBI Rabbit mAb
Observaciones/Alias	EP; ACBP; ACBD1; CCK-RP; DBI
Especie	Humano
GeneID	1622
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-104 de DBI humano. (NP_001171513.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P07108
Peso Proteico	10-12 kDa
Envío	Bolsa de hielo