


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dbt Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P11182

Número de artículo: CM0022384



Introducción

Conejo anti-DBT pAb para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Objetivo componente E2 de BCKDH; útil para la investigación del catabolismo de aminoácidos de cadena ramificada y MSUD. P11182.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DBT Conejo pAb
Observaciones/Alias	E2; E2B; BCATE2; BCKADE2; BCKAD-E2; BCKDH-E2; BCOADC-E2; DBT
Especie	Humano
ID de Gen	1629
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 11-247 del DBT humano (NP_001909.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P11182
Peso Proteico	53kDa
Envío	Bolsa de hielo