

Anticuerpo Policlonal Anti-Dcaf12 Para Wb Y Elisa - Q5T6F0

Número de artículo: CM0019974



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DCAF12 humano (factor 12 asociado a DDB1 y CUL4), validado para Western blot y ELISA. Reconoce DCAF12 humano y de rata, adecuado para investigaciones sobre ubiquitinación y autofagia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DCAF12 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CT102; TCC52; WDR40A; KIAA1892; DCAF12
Especie	Humano
GeneID (humano)	25853
GeneID	25853
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-85 de DCAF12 humano (NP_056212.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, rata
SWISS	Q5T6F0
Peso de la proteína	51 kDa
Envío	Bolsa de hielo