

Anticuerpo Policlonal Anti-Ddost Para Wb, Ihc-P, Elisa - P39656

Número de artículo: CM0029500



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-DDOST adecuado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta DDOST humano, de ratón y de rata, una subunidad clave de OST esencial para la N-glicosilación de proteínas. Ideal para investigaciones en glicobiología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo DDOST
Observaciones/Alias	OST; WBP1; AGER1; CDG1R; GATD6; OST48; OKSWcl45; DDOST
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1650
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 40-300 del DDOST humano (NP_005207.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P39656
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo